

Environmental Express® MicroBlock™-V 系统 同时进行多达 10 个氰化物、苯酚或氨蒸馏

- 化学废液减少 90%
- 获得更精确的蒸馏——带数字温度和计时器
- 选择用于氰化物或苯酚和氨蒸馏的玻璃器皿系统
- 符合 EPA 的所有参考方法；适用于氰化物（EPA 335.4）、苯酚（EPA 420.4）和氨（EPA 350.1）

这些多功能系统的特点是带数字温度和计时器控制的 PTFE 涂层铝加热模块。空气/真空集流管系统将气体从蒸馏器中抽入接收容器。十个位置中的每一个都有一个独立的黄铜针阀，用于独立的样品控制。通过使用特殊设计的微块玻璃器皿，最大限度地减少热量损失并保持均匀的蒸馏；而且，系统与其他品牌的玻璃器皿是兼容的。蒸馏后盖上蒸馏管，防止蒸发或污染。



ENVIRONMENTAL EXPRESS®

规格

温度范围：
环境温度至190°C

尺寸(宽x高x深): 30"x 16"x 13"
运输重量: 26 lb

产品	120 VAC, 15 A	240 VAC, 8 A (标有CE)
	编号	编号
MicroBlock-V 系统, 带氰化物玻璃器皿	C5200	C5200-240
MicroBlock-V 系统, 带氨/苯酚玻璃器皿	C5203	—
仅MicroBlock-V 块	C5201	C5201-240

配件

- C5212 氰化物玻璃器皿 1 套
- C5214 氨/苯酚玻璃器皿 1 套
- C5221 适用氰化物玻璃器皿管件 10 套
- C5222 适用氨/苯酚玻璃器皿管件 10 套

Environmental Express® MicroBlock™-R 系统 在无需空气/真空控制的情况下同时处理 10 次蒸馏

- 与 MicroBlock-V 系统（以上）有相同的特征
- 但不包含空气/真空集流管系统
- 包括流量计监测冷却水流量
- 订购十套用于氨或苯酚蒸馏的玻璃器皿
- 玻璃器皿包括连接冷却水的管子和配件



ENVIRONMENTAL EXPRESS®

规格

温度范围：
环境温度至190°C

尺寸(宽x高x深): 30" x 16" x 13"
运输重量: 26 lb

产品	120 VAC, 15 A	240 VAC, 8 A (标有CE)
	编号	编号
完整 MicroBlock-R 系统带 氨/苯酚玻璃器皿	C5230	C5230-240
仅MicroBlock-R 块	C5231	C5231-240

配件

- C5214 氨/苯酚玻璃器皿管件 1 套
- C5222 适用氨/苯酚玻璃器皿管件 10 套

Environmental Express® 碳沸騰片

减少蒸馏的“煮沸”

- 只需加入到烧瓶中就能优化您的蒸馏速率
- 化学惰性材料
- 建议用于氰化物、氨和苯酚蒸馏

ENVIRONMENTAL EXPRESS®



产品	编号
碳沸騰片, 8-oz 广口瓶	C5249