

充气式手套袋 无产品安全或人身安全风险

- 在材料处理期间有效排除氧气和水分
- 几分钟内即可创建高纯度工作环境
- 一次性手套袋便于清理

标准手套箱的替代选择—耐用，聚乙烯手套袋可再利用，尚未确定为一次性产品。手套袋便于使用—只需将设备滑过袖套、密封，将气体喷口（可兼容内径为 $\frac{3}{8}$ "的管）连接至进气口，并进行充气即可。型号 04408-30、-32、-34、-36 和 -38 袋子后面均配有单个设备套筒和气体喷口型号 04408-40 带有两个设备套筒和两个装在后部的通气口，用于其他应用。

随机配备：一双棉手套、管接器和一个罩。请参照下文订购备用棉手套。



锥形手套袋 可随时构建可控环境

- 保护您防止受到危险材料的伤害
- 节省实验室空间
- 几分钟内即可组装



装置上带有 $1\frac{1}{2}$ " (47 cm) 宽的侧口用于放入物品，使用拉链可确保密封，还有一个通气口用于排出/通入气体。锥体由透明 250 μ m PVC 制成；带框架和 0.2-mm 厚丁基橡胶手套。

随机配备： $\frac{1}{8}$ " ID 连接壳体接头。

袋尺寸 (充气) (L x W x H)	设备套筒宽度	产品目录号	价格/盒/6
带有一个设备套筒的手套袋			
17" x 17" x 11" (43.2 x 43.2 x 27.9 cm)	11 $\frac{1}{2}$ " (29.2 cm)	ZD-04408-30	
17" x 27" x 12" (43.2 x 68.6 x 30.5 cm)	22" (55.9 cm)	ZD-04408-32	
27" x 27" x 15" (68.6 x 68.6 x 38.1 cm)	22 $\frac{1}{2}$ " (57.2 cm)	ZD-04408-34	
27" x 37" x 18" (68.6 x 94.0 x 45.7 cm)	33 $\frac{1}{2}$ " (85.1 cm)	ZD-04408-36	
37" x 37" x 25" (94.0 x 94.0 x 63.5 cm)	34 $\frac{1}{2}$ " (87.6 cm)	ZD-04408-38	
带有两个设备套筒的手套袋			
20" x 20" x 12" (50.8 x 50.8 x 30.5 cm)	12" (30.5 cm)	ZD-04408-40	

ZD-04408-50 备用手套，棉质。每盒 12 双

袋尺寸 (W x H x D)	开口宽度	产品目录号	价格
30" x 28 $\frac{1}{2}$ " x 22" (76.2 x 72.4 x 55.9 cm)	18 $\frac{1}{2}$ " (47 cm)	ZD-33666-50	

Cole-Parmer® 手套箱

监控湿度，保护物品—价格实惠！

- 斜观察窗，消除光学扭曲
- 操作室宽敞，可有效利用空间

这款手套箱经济实惠，可在拥挤的实验室或宽敞的工作区域使用。前盖宽，便于设备进出。透明 $\frac{1}{4}$ "厚透明亚克力门和通过室门确保良好可视性。漆钢外壳结实耐用。所附带室温度计监控湿度范围为 20 - 95% RH。两个球阀便于换气。

随机配备：温度计、两个球阀和一副中号乳胶手套。

规格

通过室尺寸 (W x H x D): 8 $\frac{3}{8}$ " x 8 $\frac{1}{4}$ " x 8 $\frac{1}{4}$ "
(21.3 x 21.0 x 21.0 cm)

手套口：直径为 6" (15.2 cm) 的 O 型圈

手套尺寸：直径为 6" (15.2 cm) 的袖筒 x 24"
(61.0 cm) 长

阀尺寸： $\frac{1}{4}$ " OD

尺寸		装运重量 lb (kg)	产品目录号	价格
袋 (W x H x D)	检修孔 (W x H)			
27" x 20" x 20" (68.6 x 50.8 x 50.8 cm)	27" x 17" (68.6 x 43.2 cm)	65 (29.5)	ZD-34788-00	
32" x 20" x 24" (81.3 x 50.8 x 61.0 cm)	32" x 20" (81.3 x 50.8 cm)	85 (38.6)	ZD-34788-10	



Cole-Parmer®

附件

ZD-37802-00 备用温度计

ZD-34790-80 备用乳胶手套，中号。
24" (61.0 cm) 长，带 6" (15.2 cm) 长的套袖