

FD 系列 Classic.Line | 带强制对流

当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱。凭借其完全均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。



型号 FD 23

重要特性

- 温度范围: 环境温度加上 5 °C 至 300 °C
- APT.line™ 预热腔技术
- 循环空气
- 可调排气阀
- 带时间功能的控制器
- 2 个镀铬插架
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880), 采用光学报警

可用尺寸

模型	内部容积 [L]	在线数据页
FD 23	20	›

技术数据

描述	FD 23
不包括加装件和连接件的外壳尺寸	
宽度 净重 [mm]	435
高度 净重 [mm]	495
深度 净重 [mm]	520
内部尺寸	
宽度 [mm]	222
高度 [mm]	330
深度 [mm]	300
测量	
内部容积 [L]	20
设备净重(空载) [kg]	27
最大总负载 [kg]	25
每个隔板的最大负载 [kg]	12
温度性能数据	
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C]	300
温度偏差 在 150 °C [± K]	2,5
温度波动度 在 150 °C [± K]	0,3
加热时间 到 150 °C [min]	25
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min]	6
电气数据	
额定功率 (版本 120 V) [kW]	0,8
额定功率 (版本 230 V) [kW]	0,8
固件	
隔板数量 (小时/最大)	2/4

额定电压	选购型号	FD 23
230 V 1~ 50/60 Hz	标准	9010-0194
120 V 1~ 60 Hz	标准	9010-0196

► 相应设备可选的选购件、配件和服务请参见页面 35

包括加装件和连接件的尺寸 [MM]

FD 23

