

玻璃瓶

优良的耐化学腐蚀性

- 选择带有分析证书的一级认证瓶或一般使用的三级非认证瓶
- 用琥珀玻璃保护对紫外光敏感的样品
- 添加预称量的防腐剂可能减少接触危险化学品的机会
- 酸洗瓶消除潜在的金属污染

从各种形状的容器中选择——宽口设计为了更容易地加入和移除样品，直边式设计为了获取所有的样本，而方形设计为了提供最佳使用空间。

玻璃瓶和玻璃罐都有一个耐化学腐蚀的 PTFE 衬垫帽和一个敞口式暴露隔片的瓶盖，或一个超密封以及具有良好化学屏障的适用于油品的多锥盖。



60-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
60	透明	直边矮瓶	53	PTFE	—	24	APC1130	APC3130
60	琥珀色	直边矮瓶	53	PTFE	—	24	APC1265	APC3265
60	琥珀色	广口瓶	33	PTFE	—	12	APC1250	—
60	琥珀色	广口瓶	33	多锥盖	多锥盖	12	APC1252	—

125-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
125	透明	波士顿圆瓶	22	PTFE	—	12	APC1955	APC3955
125	琥珀色	波士顿圆瓶	22	PTFE	—	12	APC1461	—
125	琥珀色	波士顿圆瓶	22	PTFE	氯化铵, 250 mg	12	APC1465	—
125	透明	法式方瓶	33	PTFE	—	96	APC1881	—
125	透明	直边矮瓶	58	PTFE	—	24	APC1110	APC3110
125	透明	直边高瓶	48	隔片	敞口式瓶盖	12	APC1994	APC3994
125	透明	直边高瓶	48	PTFE	—	12	APC1120	APC3120
125	透明	直边高瓶	48	PTFE	硝酸漂洗	12	APC1120N	—
125	琥珀色	广口瓶	38	PTFE	1:1 硫酸, 1 mL	24	APC1242	—
125	琥珀色	广口填塞瓶	38	PTFE	—	24	APC1241	APC3241
125	琥珀色	广口填塞瓶	38	PTFE	硝酸漂洗	24	APC1241N	—

250 mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
250	透明	波士顿圆瓶	24	PTFE	—	12	APC1950	APC3950
250	琥珀色	波士顿圆瓶	24	PTFE	1:1 硫酸, 0.25 mL	12	APC1448	—
250	琥珀色	波士顿圆瓶	24	PTFE	1:1 硫酸, 0.5 mL	12	APC1449	—
250	琥珀色	波士顿圆瓶	33	隔片	敞口式瓶盖	12	APC1930	—
250	琥珀色	波士顿圆瓶	45	PTFE	1:1 硫酸, 1.0 mL	24	APC1232	—
250	透明	直边瓶	70	PTFE	—	24	APC1070	APC3070
250	琥珀色	直边瓶	24	PTFE	—	12	APC1450	APC3450
250	透明	直边高瓶	58	PTFE	—	96	APC1080	APC3080
250	琥珀色	广口瓶	45	PTFE	—	24	APC1230	APC3230
250	琥珀色	广口瓶	45	PTFE	硝酸漂洗	24	APC1230N	—

500-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
500	透明	波士顿圆瓶	28	PTFE	—	12	APC1510	APC3440
500	琥珀色	波士顿圆瓶	28	PTFE	—	12	APC1440	APC3370
500	琥珀色	波士顿圆瓶	28	PTFE	硫酸氢钠, 2.5 mL	12	APC1441	—
500	透明	法式方瓶	48	PTFE	—	40	APC1985	APC3985
500	透明	直边矮瓶	70	PTFE	—	48	APC1060	APC3060
500	透明	直边高瓶	89	PTFE	—	12	APC1050	APC3050
500	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	—	12	APC1220	APC3220
500	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	1:1 硫酸, 2.0 mL	12	APC1222	—

950/1000 mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
950	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	—	12	APC1213	APC3213
950	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	硝酸漂洗	12	APC1213N	—
950	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	1:1 盐酸, 4.0 mL	12	APC1208	—
950	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	1:1 盐酸, 5.0 mL	12	APC1210	—
950	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	1:1 硫酸, 2.0 mL	12	APC1212	—
950	琥珀色	广口瓶	53	PTFE	1:1 硫酸, 4.0 mL	12	APC1214	—
1000	透明	波士顿圆瓶	33	PTFE	—	12	APC1500	APC3500
1000	透明	波士顿圆瓶	33	PTFE	1:1 硫酸, 2.0 mL	12	APC1505	—
1000	琥珀色	波士顿圆瓶	33	PTFE	支撑修整	12	APC1430	APC3430
1000	琥珀色	波士顿圆瓶	33	PTFE	1:1 硫酸, 2.0 mL	12	APC1433	—
1000	透明	广口瓶	70	PTFE	1:1 硫酸, 5.0 mL	12	APC1048	—
1000	透明	直边瓶	89	PTFE	—	12	APC1040	—
1000	透明	直边瓶	89	PTFE	1:1 盐酸, 10.0 mL	12	APC1040B	—
1000	透明	直边瓶	89	PTFE	1:1 硫酸, 2.0 mL	12	APC1043	—

1250-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
1250	琥珀色	广口瓶	70	PTFE	—	6	APC1205	—
1250	琥珀色	广口瓶	70	PTFE	1:1 盐酸, 6.0 mL	8	APC1204	—

2000-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
2000	透明	广口瓶	83	PTFE	—	6	APC1020	—

2500-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
2500	琥珀色	广口瓶	70	PTFE	—	12	APC1201	—
2500	琥珀色	壶	38	PTFE	—	6	APC1310	—

3785-mL 玻璃瓶

容量 (mL)	颜色	形状	瓶盖尺寸 (mm)	衬垫	防腐剂 / 特殊性质	数量/包	一级	三级
							编号	编号
3785	透明	广口瓶	110	PTFE	—	4	—	APC3010
3785	琥珀色	壶	38	PTFE	—	6	APC1300	APC3300
3785	琥珀色	壶	38	PTFE	安全涂层	6	—	APC2800