

Masterflex® L/S®经济型一体式蠕动泵驱动器

- 流速：0.42~2900 mL/min
- 结构紧凑，性价比高，价格实惠，品质一流，适用于一般流体输送
- 单匝转速控制，使操作更简便
- 独立电源开关方便确认速度设置，前置LED主面板显示电源状态
- 可逆电机能够使用户在任一方向轻松填装/清洗泵管和泵
- 通过驱动器背面的DB9连接器远程控制启停

驱动器可兼容九种不同类型的泵头：标准型、Easy-Load®、Easy-Load II、Easy-Load 3、多通道、高效、卡式、PTFE管式和PTFE隔膜泵头。不建议驱动器 07555-00 和 -05 与 PTFE 管式泵头和 PTFE 隔膜泵头一起使用

随机配备：6-ft (1.8 m) 电源线，带 IEC 320/CEE22 插口，订货时请注明设备使用地，以方便我们提供正确的电源线及插头。

应用

- ✓ 高性价比
- ✓ 设计小巧
- ✓ 双向电机
- ✓ 远程启停

新



图示为配有77200-60泵头的L/S Easy-Load II

流速 (mL/min) (括号中的流速只有在配有高效泵头时才能获得，请访问网站 ColeParmer.com.cn)

转速(rpm)	精密泵管						高效精密泵管			
	L/S 13	L/S 14	L/S 16	L/S 25	L/S 17	L/S 18	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
	标准型、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3			卡盘式			多通道、标准型、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效 Easy-Load			
20 - 600	1.2 - 36	4.2 - 130	16 - 480	34 - 1000	56 - 1700	76 - 2300	34 - 1000	56 - 1700	76 - 2300	96 - 2900
7 - 200	0.42 - 12	1.4 - 43	5.6 - 160	12 - 330	20 - 570	27 - 770	12 - 330 (13 - 370)	20 - 570 (21 - 600)	27 - 770 (30 - 870)	34 - 970 (41 - 1130)

†标准泵头不可用于 L/S 25 泵管。 ‡多通道泵头不可用于 L/S 36 泵管。

转速(rpm)	速度控制 (分辨率)	可接受泵头数量	马达功率	IP 防护等级	尺寸 (LxWxH) (23x 18.3x 13.4 cm)	电源 (50/60 Hz)		产品目录号
						VAC	安培	
20 - 600	±5%	1	1/20 hp (37W)	IP22		90 - 130	1.5	ZD-07555-00
						180 - 260	0.8	ZD-07555-05
7 - 200		2				90 - 130	1.5	ZD-07555-10
						180 - 260	0.8	ZD-07555-15

- ZD-77595-35 脚踏开关，DB9 公接头，6-ft (1.8 m) 电缆。
- ZD-07528-80 手持式远程控制器；远程控制启动/关闭，泵管穿过手柄，分配至容器中。
- ZD-17050-01 NIST可溯源校准报告，包含蠕动泵驱动器。

泵头 + 泵管 + 驱动器

选择一个完整系统

一个目录号包含全部三种产品！

系统	流量范围	随机配备			电源	产品目录号
		泵头	泵管	驱动器		
	16 - 480 mL/min	Easy-Load® II 77200-60	C-Flex® ULTRA L/S 16 泵管 06434-16 10 ft (3 m)	控制台驱动器 07555-00 20 - 600 rpm	115 VAC, 50/60 Hz	ZD-77910-40
				控制台驱动器 07555-05 20 - 600 rpm		
	56 - 1700 mL/min	Easy-Load® II 77200-62	C-Flex ULTRA L/S 24 泵管 06434-24 10 ft (3 m)	控制台驱动器 07555-00 20 - 600 rpm	115 VAC, 50/60 Hz	ZD-77910-50
				控制台驱动器 07555-05 20 - 600 rpm		