

L/S® 精密泵管

确保您的 Masterflex 泵达到最佳性能

- 定制挤压成型，可与 Masterflex 泵精确匹配
- 专为蠕动泵应用设计，具有超长使用寿命

泵管尺寸	L/S 13	L/S 14	L/S 16	L/S 25	L/S 17	L/S 18
内径	0.8 mm (0.03")	1.6 mm (0.06")	3.2 mm (0.12")	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")
软管倒刺尺寸	1.6 mm (1/16")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值)†	0.06 ~ 36 mL/min	0.21 ~ 130 mL/min	0.8 ~ 480 mL/min	1.7 ~ 1000 mL/min	2.8 ~ 1700 mL/min	3.8 ~ 2300 mL/min

泵管材质	描述	可兼容泵头						
硅胶管 (铂处理) 	- 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酚酸盐和乳胶 - 适用于较宽的温度范围	✓ 标准型 ✓ Easy-Load® ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	96410-13	96410-14	96410-16	96410-25	96410-17	96410-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
硅胶管 (过氧化物处理) 	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 优良的物理压缩能力 - 经济实惠，长使用寿命	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	96400-13	96400-14	96400-16	96400-25	96400-17	96400-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
BioPharm 硅胶管 (铂处理) 	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 低吸收；出色的生物相容性 - 低浸出；防风化，耐臭氧，抗电晕和辐射	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	96420-13	96420-14	96420-16	96420-25	96420-17	96420-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
BioPharm Plus 硅胶管 (铂处理) 	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 超光滑内壁—可最大程度减少颗粒附着 - 低浸出—非常适用于实验室、生物技术和医药应用场合	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	96440-13	96440-14	96440-16	96440-25	96440-17	96440-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
Puri-Flex™ 	- 符合 USP Class VI、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 可热封和焊接，经济实惠 - 使用寿命远比硅胶管或其它TPE泵管长	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	96419-13	96419-14	96419-16	96419-25	96419-17	96419-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
C-Flex® 泵管 	- 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 可热封和焊接，经济实惠 - 更加耐pH波动	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	06424-13	06424-14	06424-16	06424-25	06424-17	06424-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
C-Flex® ULTRA 泵管 	- 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 最长使用寿命 (相比任何 C-Flex 材质) - 最低脱落，更少残渣	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	—	06434-14	06434-16	06434-25	06434-17	06434-18
			—	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
PharMed® BPT 泵管 	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、NSF、REACH、RoHS 的要求 - 使用寿命超过 10,000 小时；可热封和焊接 - 组织和细胞培养的最佳选择	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	06508-13	06508-14	06508-16	06508-25	06508-17	06508-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
PharmaPure® 泵管 	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS 的要求 - 无毒，无血溶性，具有生物相容性 - 高压条件下仍具有较长使用寿命；极低脱落	✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	06435-13	06435-14	06435-16	06435-25	06435-17	06435-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包

†根据以下条件决定：采用 1 - 600 rpm 转速的驱动器；入口处 0 psi，出口处 0.5 psi，水温 22°C (72°F)。

技术信息

Masterflex® C/L

Masterflex® L/S

Masterflex® I/P

Masterflex® B/T

配件 & 零件

台式切管器

钢刀片，可以正确角度切割多种尺寸的 Masterflex 泵管：

C/L® 2.06 mm, 2.79 mm 外径

L/S® 尺寸 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 35, 36

I/P® 尺寸 26, 73

06438-10 台式切管器
















泵管尺寸	L/S 13	L/S 14	L/S 16	L/S 25	L/S 17	L/S 18
内径	0.8 mm (0.03")	1.6 mm (0.06")	3.1 mm (0.12")	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")
软管倒刺尺寸	1.6 mm (1/16")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值) †	0.06 ~ 36 mL/min	0.21 ~ 130 mL/min	0.8 ~ 480 mL/min	1.7 ~ 1000 mL/min	2.8 ~ 1700 mL/min	3.8 ~ 2300 mL/min

泵管材质	描述	兼容泵头						
Chem-Duranc® Bio泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合：USP Class VI、FDA、REACH、RoHS 的要求 极佳的化学相容性和生物相容性 高压条件下寿命非常长且持久耐用 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	06442-13	06442-14	06442-16	06442-25	06442-17	06442-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Solve-Flex® 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI 标准 出色的耐化学性，尤其当有溶剂时 低剥落 含氟聚合物内衬泵管 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	—	—	—	—	96446-17	—
			—	—	—	—	3.6 m (12 ft)/包	—
Tygon® E-LFL泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、FDA、EU 食品、REACH、RoHS、ADCF 的要求 在所有 Tygon 泵管中的使用寿命最长 出色的耐化学性 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06440-13	06440-14	06440-16	06440-25	06440-17	06440-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
Tygon E-食品级管 (B-44-4X) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 FDA、EU 食品、NSF、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 内壁光滑，不受常规消毒剂影响 无毒；不会影响食品的味道或气味 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06418-13	06418-14	06418-16	06418-25	06418-17	06418-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Tygon E-Lab 泵管 (E-3603) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、FDA、EU 食品、NSF、REACH、RoHS、ADCF 的要求 是常规流体传输应用的理想选择 抗老化、抗氧化、低透气性 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06509-13	06509-14	06509-16	06509-25	06509-17	06509-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Tygon 燃料和润滑油管 (F-4040-A) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 REACH、RoHS、ADCF 的要求 尤其适用于传输烃类、石油类产品 和馏出物 低透气性 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06401-13	06401-14	06401-16	06401-25	06401-17	06401-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Tygon 化学品用管 (2001) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 FDA 21 CFR 175.300、REACH、RoHS、ADCF 的要求 在所有 Tygon 泵管中的耐化学性最佳 低透气性，无增塑剂 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	06475-13	06475-14	06475-16	06475-25	06475-17	06475-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Norprene® 泵管 (A-60 G) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 NSF、REACH、RoHS 的要求 泵管使用寿命长达 10,000 小时 非常适合压力或真空条件使用 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06404-13	06404-14	06404-16	06404-25	06404-17	06404-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Norprene 食品级管 (A 60 F) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 FDA、3A、NSF、REACH、RoHS 的要求 是高温食品应用的理想选择 耐热、臭氧、酸和碱 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06402-13	06402-14	06402-16	06402-25	06402-17	06402-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Viton® 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 FDA、ADCF 的要求 非常适用于要求 FDA 和化学相容性应用 可耐受高温腐蚀、溶剂和油品 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96412-13	96412-14	96412-16	96412-25	96412-17	96412-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包

L/S® 高效精密泵管 与精密泵管相比，管壁更厚。

— 是涉及高压、吸升力、输送粘性流体或需要较长泵管寿命的各项应用的最佳选择。

泵管尺寸	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
内径	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")	9.7 mm (0.38")
软管倒刺尺寸	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值) †	1.7 ~ 1000 mL/min (1.8 ~ 1100 mL/min)	2.8 ~ 1700 mL/min (3.0 ~ 1800 mL/min)	3.8 ~ 2300 mL/min (4.3 ~ 2600 mL/min)	4.8 ~ 2900 mL/min (5.8 ~ 3400 mL/min)

泵管材质	描述	兼容泵头				
硅胶 (铂处理) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酚酸盐和乳胶 适用于较宽温度范围 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96410-15	96410-24	96410-35	96410-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
硅胶 (过氧化物处理) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 优良的物理压缩能力 经济实惠，长使用寿命 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96400-15	96400-24	96400-35	96400-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
BioPharm 硅胶管 (铂处理) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 低吸收；出色的生物相容性 低浸出；防风化，耐臭氧，抗电晕和辐射 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96420-15	96420-24	96420-35	96420-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
BioPharm Plus 硅胶管 (铂处理) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 超光滑内壁—可最大程度减少颗粒附着 低浸出—非常适用于实验室、生物技术和医药应用场合 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96440-15	96440-24	96440-35	96440-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
Puri-Flex™ 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求。 可热封和焊接，经济实惠。 使用寿命远比硅胶管或其它 TPE 泵管长。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96419-15	96419-24	96419-35	96419-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
C-Flex® 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求。 可热封和焊接，经济实惠。 更加抗 pH 波动。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06424-15	06424-24	06424-35	06424-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
C-Flex® ULTRA 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求 最长使用寿命（相比任何 C-Flex 材质） 最低剥落，更少残渣 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06434-15	06434-24	06434-35	06434-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
PharMed® BPT 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、FDA、NSF、REACH、RoHS 的要求 超过 10,000 小时泵管寿命；可热封和焊接 组织和细胞培养的最佳选择 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06508-15	06508-24	06508-35	06508-36
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
PharmaPure® 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS 的要求 无毒，无血溶性，具有生物相容性 高压条件下仍具有较长使用寿命；极低剥落 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	06435-15	06435-24	—	—
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	—	—

†括号中的数值为采用高效泵头时测得的数值。根据以下条件确定流速范围：采用 1 - 600 rpm 转速的驱动器；入口处 0 psi，出口处 0.5 psi，水温 22°C (72°F)。

技术信息

Masterflex® C/L

Masterflex® L/S

Masterflex® I/P

Masterflex® B/T

配件 & 零件

请稍等！不要忘记……

考虑选择接头来完成连接。有关更多信息，请参见第312-353页。



泵管尺寸	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
内径	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")	9.7 mm (0.38")
软管倒刺尺寸	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值) †	1.7 ~ 1000 mL/min (1.8 ~ 1100 mL/min)	2.8 ~ 1700 mL/min (3.0 ~ 1800 mL/min)	3.8 ~ 2300 mL/min (4.3 ~ 2600 mL/min)	4.8 ~ 2900 mL/min (5.8 ~ 3400 mL/min)

泵管材质	描述	兼容泵头				
Chem-Durance® Bio泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合：USP Class VI、FDA、REACH、RoHS 的要求 极佳的化学相容性和生物相容性 高压条件下寿命非常长且持久耐用 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	06442-15 15.2 m (50 ft)/包	06442-24 15.2 m (50 ft)/包	06442-35 15.2 m (50 ft)/包	06442-36 15.2 m (50 ft)/包
新 Solve-Flex®泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class VI 标准 出色的耐化学性，尤其当有溶剂时 低剥落 含氟聚合物内衬泵管 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	—	96446-24 3.6 m (12 ft)/包	—	—
Tygon® E-LFL泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 使用寿命最长（相比所有 Tygon 材质） 出色的耐化学性 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06440-15 7.6 m (25 ft)/包	06440-24 7.6 m (25 ft)/包	06440-35 7.6 m (25 ft)/包	06440-36 7.6 m (25 ft)/包
Tygon E-食品级管 (B-44-4X) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 FDA、NSF、3A 及 EU 食品法规 (10/2011) 的要求 内壁光滑，不受常规市售消毒剂影响 无毒 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06418-15 15.2 m (50 ft)/包	06418-24 15.2 m (50 ft)/包	06418-35 15.2 m (50 ft)/包	06418-36 15.2 m (50 ft)/包
Tygon E-Lab 泵管 (E-3603) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 非常适用于常规传输应用 监控简洁清晰 无毒、抗老化、抗氧化 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06509-15 15.2 m (50 ft)/包	06509-24 15.2 m (50 ft)/包	06509-35 15.2 m (50 ft)/包	06509-36 15.2 m (50 ft)/包
Tygon 燃料和润滑油管 (F-4040-A) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 非常适合传输烃、汽油、煤油和加热油 低透气性 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06401-15 15.2 m (50 ft)/包	06401-24 15.2 m (50 ft)/包	06401-35 15.2 m (50 ft)/包	06401-36 15.2 m (50 ft)/包
Tygon 化学品用管 (2001) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 在所有 Tygon 泵管中的耐化学性最佳 低透气性，不含增塑剂 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	06475-15 15.2 m (50 ft)/包	06475-24 15.2 m (50 ft)/包	—	—
Norprene® 泵管 (A-60 G) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 NSF、REACH、RoHS 的要求 泵管使用寿命长达10,000 小时 非常适合压力或真空条件使用 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06404-15 15.2 m (50 ft)/包	06404-24 15.2 m (50 ft)/包	06404-35 15.2 m (50 ft)/包	06404-36 15.2 m (50 ft)/包
Norprene 食品级管 (A 60 F) 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 FDA、3A、NSF、REACH、RoHS 的要求 是高温食品应用的理想选择 耐热、臭氧、酸和碱 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	06402-15 15.2 m (50 ft)/包	06402-24 15.2 m (50 ft)/包	06402-35 15.2 m (50 ft)/包	06402-36 15.2 m (50 ft)/包
Viton® 泵管 	<ul style="list-style-type: none"> 符合FDA、ADCF 的要求 非常适合要求 FDA 和化学相容性应用 可耐受高温腐蚀、溶剂和油品 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式 	96412-15 7.6 m (25 ft)/包	96412-24 7.6 m (25 ft)/包	96412-35 7.6 m (25 ft)/包	96412-36 7.6 m (25 ft)/包