

## L/S® 气动驱动器 适用于电隐患或无电源场合

- 1/3-hp 低维护气动马达。发热量低于电动马达
- IP44 防护等级—涂漆钢机身，防一般水溅
- 通过 ATEX Zone 2 认证；达到 EEx II 3 G c II C T6 级别
- 驱动器兼容 9 种不同泵头：标准型、Easy-Load®、Easy-Load® II、Easy-Load® 3、多通道、高效、卡式、PTFE-管式以及 PTFE 隔膜泵头

注意：小心放置，防产生静电，确保安全操作。驱动器符合 CE 认证中相关 EU 机械指令要求。

随机配备：带 5-µm 空气过滤器的空气/速度调节器，自动润滑器，0~30 psi 压力表以及消声器。



**特点**

- ✓ 流速范围：3.6 ~ 3400 mL/min
- ✓ 驱动器兼容 9 种不同泵头


流速 (mL/min) (括号内的数值仅采用高效泵头时测得—见第 8 页)

转速 (rpm)	精密泵管						高效精密泵管			
	L/S 13	L/S 14	L/S 15	L/S 16	L/S 17	L/S 18	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
	标准型†、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3						多通道†、标准型†、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效			
	卡式、多通道			卡式			Easy-Load			
6 ~ 600	3.6~36	1.3 ~ 130	4.8 ~ 480	10 ~ 1000	17 ~ 1700	23 ~ 2300	10 ~ 1000 (11 ~ 1100)	17 ~ 1700 (18 ~ 1800)	23 ~ 2300 (26 ~ 2600)	29 ~ 2900 (34 ~ 3400)

†标准泵头不可用于 L/S® 25 泵管。‡多通道泵头不可用于 L/S® 36 泵管。多通道和卡式泵头可用于微孔管。



转速 (rpm)	速度控制 (可重复性)	可接受泵头数量	马达功率	IP 防护等级	尺寸 (长x宽x高)	电源 (50/60 Hz)	目录号	单价
60~600	±10%	2	1/3 hp (250 W)	IP44	9 7/8" x 4 1/16" x 8 1/16" (25.1 cm x 12.2 cm x 22.4 cm)	20~100 psi (1.4~6.9 bar) 时, 3~25 cfm (0.08-0.7 m3/min)	07569-00	



**选择一个完整系统**  
一个目录号包含所有 3 个!

系统	流速范围	随机配备			电源	目录号	单价
		泵头	泵管	驱动器			
	170~1700 mL/min†	Easy-Load® II 泵头 77200-62	C-Flex® ULTRA L/S 24 泵管 06434-24 10 ft (3 m)	气动驱动器 07569-00 60 ~ 600 rpm	20~100 psi (1.4~6.9 bar) 时, 3~25 cfm (0.08-0.7 m3/min)	77931-10	
	3.6~2300 mL/min††	Easy-Load® 泵头 07518-40 (ATEX)	—	气动驱动器 07569-00 60 ~ 600 rpm	20~100 psi (1.4~6.9 bar) 时, 3~25 cfm (0.08-0.7 m3/min)	77931-20	
	100~1700 mL/min††	Easy-Load® 泵头 07518-42 (ATEX)	—	气动驱动器 07569-00 60 ~ 600 rpm	20~100 psi (1.4~6.9 bar) 时, 3~25 cfm (0.08-0.7 m3/min)	77931-30	

†使用随机配备泵管的流速范围。†† ATEX 泵系统的流速取决于所选择的泵管尺寸。

注意：ATEX 泵系统不包括泵管；请选择适合您的流体和应用参数的泵管。