定谏旋转混合器

SB2型提供温和有效的混合、保持生物样品处于悬浮液状态,如血液混合。该混合器可在培养箱内最高60 和最低4 的条件下运行,20rpm的固定转速,旋转角度可全方位调整,从最小混合动作的水平混合到垂直上下颠倒混合。

一体式底盘可接住所有从旋转管中泄露的液体。6种不同规格的管架供选择,可满足大多数试验需求。在与双重管架附件配套使用时,两种规格的管架可同时使用。

技术参数

 旋转速度
 固定转速:20rpm

 外形尺寸(宽x深x高)
 200×270×230mm

净重 3.2kg

电源/功率 230V, 50Hz, 50W

IP等级 31

订货信息

产品型号 产品描述 SB2 旋转混合器,固定速度

管架

与Stuart®旋转混合器配套使用

- 6种不同规格可供选择
- 试管安装、拆卸方便
- 可使样品上下颠倒混合或旋转混合

订货信息

产品型号	产品描述	管直径	最大容纳 试管数
上下颠倒混合			
SB3/1	微管架	10 - 11.5mm	40
SB3/2	试管架/输血导管架	9 - 20mm	20
SB3/3	50ml离心管架	25 - 35mm	12
旋转混合			
SB3/4	培养管架	12mm	63
SB3/5	培养管架	16mm	36
SB3/6	培养管架	26mm	30
附件			
SB2/DUAL	双层管架附件		
SB3/1/PC	SB3/ 1管架备用夹		

特点

- 可调整的混合角度
- 恒定转速, 20rpm
- 6种不同规格的管架,适合多种型号的试管
- 简单的 " ON/OFF " 控制开关
- 带防漏液底盘



