

## 特点

- 全方位可调整的混合角度
- 速度可变
- 带数字计时器
- 6种不同规格的管架, 适合多种型号的试管
- 带防泄漏底盘



SB3



SB3

2 x SB3/1 and SB2/DUAL

## SB3

### 可调速旋转混合器



SB3型适用于需曝气、保持生物样品处于悬浮液状态时及一般的混合应用。该混合器可在培养箱内最高60 和低室温最低4 的条件下运行。

具有2~40rpm的可变转速,可温和或有力地混合样品,其旋转角度可全方位调整,从最小动作的水平混合到垂直上下颠倒混合。

电子计时器和速度显示使处理过程更加准确和可重复,优化实验结果。

一体式底盘可接住所有从旋转管中泄露的液体。尺度测量混合角度,以供将来参考和重复。

6种不同规格的管架供选择,可满足大多数试验需求。在与双重管架附件配套使用时,两种规格的管架可同时使用。

管架需另行订购。(见P74)

### 技术参数

旋转速度	可变转速: 2~40rpm
转速控制	数字式
计时器	有
净重	3.2kg
外形尺寸(宽x深x高)	200×270×230mm
电源	230V, 50Hz, 50W
IP等级	31

### 订货信息

产品型号	产品描述
SB3	旋转混合器,可变速,带数字计时器