

SD300 & SD500

大容量数字式控制加热板

铝/硅合金材料的加热板加热迅速，整个加热板温度一致且恒定。微处理控制器精确监控加热板温度。大加热板可容纳多个容器或者显微镜载玻片。

技术参数

产品型号	SD300	SD500
加热板尺寸	300 x 300mm	300 x 500mm
加热功率	600W	1500W
温度显示分辨率	1°C	1°C
最高使用温度	300°C	300°C
外形尺寸(宽x深x高)	320 x 370 x 105mm	520 x 360 x 130mm
净重	6kg	12kg
电源	230V, 50-60Hz	230V, 50-60Hz
IP等级	31	31

订货信息

产品型号	产品描述
SD300	加热器，数字式控制，300×300mm
SD500	加热器，数字式控制，300×500mm
SR3	支撑杆托
SR1	支撑杆，600mm×12mm（直径）

特点

- 数字式设定和控制加热板温度
- 微处理器准确控制温度
- 控制器使用简便



SD300