

# SBH130

## 模拟式干浴器

设计用于试管、微型离心机试管,比色皿和微孔板的精确加热,单一模拟式设定温度,使用方便。加热块温度超过50 ,“HOT”过温警示灯就会闪烁。

### 技术参数

温度范围	室温+8 ~ 130
温度稳定性 ( 37 )	± 0.1
温度均一性 ( 37 )	± 0.1
温度均一性 ( 130 )	± 1
外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	235 × 280 × 115mm
净重(不含加热块)	2.1 kg
功率	300W
供电要求	230V , 50Hz
IP等级	31

## 特点

- 模拟温控, 经济实用
- 最高使用温度130
- “HOT”指示灯闪烁警示时, 加热块过热不能触碰
- 良好的温度稳定性和均一性



SBH130

## 订货信息

产品型号	产品描述
SBH130	模拟式干浴器, 2个加热块, 130



SBH130

SBH130 和 SBH/2保护盖

## 特点

- 最高使用温度130 或200
- 数字控温和显示温度
- 良好的温度稳定性和均一性



SBH130D

## SBH130D & SBH200D

### 数字式干浴器

结构与SBH130型类似。醒目易读的LED显示器，可非常方便地设定所需温度，同时也能准确监控实际温度。优异的温度稳定性和均一性通过灵敏的电子控制器来保持。加热到100 用时不超过12分钟。

### 技术参数

产品型号	SBH130D	SBH200D
需加热块数量	2	2
温度范围	室温 +8 ~ 130	室温 +8 ~ 200
温度稳定性 (37 )	± 0.1	± 0.1
温度均一性 (37 )	± 0.1	± 0.1
温度均一性 (130 )	± 1	± 1
显示分辨率	0.1	0.1
外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	235 × 280 × 115mm	235 × 280 × 115mm
净重(不含加热块)	2.3kg	2.3 kg
功率	300W	300W
供电要求	230V, 50Hz	230V, 50Hz
IP等级	31	31

### 订货信息

产品型号	产品描述
SBH130D	数字型干浴器，2个加热块，130
SBH200D	数字型干浴器，2个加热块，200

注：所有型号都提供加热块取出器，但加热铝块需单独订购。  
加热块详细信息见11页。

### SBH130D

#### 加热块提取器



# SBH130DC & SBH200DC

## 数字式双温控干浴器

创新设计，共有两区，独立配备温度控制器，使它们能设定不同的温度。每一区均有优异的温度稳定性和均一性。本装置占用空间比两个干浴器少，对于样品要在两种温度之间迅速转变或需两个独立的温度控制要求时，非常理想。

## 技术参数

产品型号	SBH130DC	SBH200DC
温度范围	室温+8 ~ 130	50 ~ 200
温度稳定性	±0.1	±0.1
温度均一性 (60 )	±0.1	±0.1
温度均一性 (最高温)	1	1
显示分辨率	0.1	0.1
外形 (宽 × 深 × 高)	310 × 280 × 115mm	310 × 280 × 115mm
净重量, kg	2.9	2.9
功率	2 × 150W	2 × 150W
供电要求	230V, 50Hz	230V, 50Hz
IP等级	31	31

## 特点

- 双铝块独立控温设计
- 最高使用温度130 或200
- 构造类似于SBH:D(见前页)



SBH130DC

## 订货信息

产品型号	产品描述
SBH130DC	数字双温控干浴器，2个加热块，130
SBH200DC	数字双温控干浴器，2个加热块，200

## 特点

- 更多的样品容纳空间
- 最高使用温度130 或200
- 数字控温和显示温度
- 良好的温度稳定性和均一性



SBH200D/3

## SBH130D/3 & SBH200D/3

### 三模块数字式干浴器

与两模块SBH:D型号一样可精确控制温度，但第三个模块使本仪器多出了50%的样品容纳量。优异的温度稳定性和均一性通过灵敏的电子控制器来保持。所有的Stuart®三模块干浴器与Stuart®样品浓缩仪是相互兼容的，可用于快速的样品浓缩。

### 技术参数

产品型号	SBH130D/3	SBH200D/3
需加热块数量	3	3
温度范围	室温+8 ~ 130	室温+8 ~ 200
温度稳定性 (37 )	± 0.1	± 0.1
温度均一性 (37 )	± 0.1	± 0.1
温度均一性 (130 )	± 1	± 1
显示分辨率	0.1	0.1
外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	310 × 280 × 115mm	310 × 280 × 115mm
净重(不含加热块)	3.2kg	3.2 kg
功率	450W	450W
供电要求	230V , 50Hz	230V , 50Hz
IP等级	31	31

### 订货信息

产品型号	产品描述
SBH130D/3	数字型干浴器，3个加热块，130
SBH200D/3	数字型干浴器，3个加热块，200