

## WHIRL-PAK® 无菌采样袋, LDPE 保证样品安全——适用固体和液体的 易封袋

- 快速易封——用绕线/胶带翻转取样袋并折叠密封。
- 不会被刺穿——即使在广泛使用之后,不可穿透型标签仍能保持绕线的完整

提供的取样袋带有白色标签区或无标签。

“海绵”袋用于李斯特菌、沙门氏菌和其他食物传播的病原体样品表面和设备;含有1½"x3"(3.8x7.6cm)海绵,不含杀菌剂和无抑制作用;带有白色标签区。

硫酸钠袋符合 EPA 规定的饮用水收集;含有无毒、无营养的 10 mg 硫代硫酸钠活性成分片用于中和收集点的氯;带有白色标签区。

废水用硫代硫酸钠袋符合国家环境实验室认证会议 (NELAC) 关于 15 mg/L 氯处理废水样品的标准;含有 30 mg 无毒、无营养的硫代硫酸钠。



瓶/防腐剂/容器

STERILE

容量oz(mL)	尺寸(宽x长)	厚度(mil)	数量/包	编号
<b>无白色标签样品袋</b>				
4 (118)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.25	500	D3404
7 (207)	3¾" x 7" (9.5 x 17.8 cm)	3.0	500	D3407
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	500	D3418
24 (710)	6" x 9" (15.2 x 22.9 cm)	3.0	500	D3424
36 (1065)	5" x 15" (12.7 x 38.1 cm)	3.0	500	EE0649940
42 (1242)	6" x 15" (15.2 x 38.1 cm)	3.0	500	EE0649950
69 (2041)	7½" x 15" (19.1 x 38.1 cm)	3.0	500	EE0649954
<b>直立白色标签样品袋</b>				
4 (118)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.5	500	D3604
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	3.0	500	D3618
24 (710)	6" x 9" (15.2 x 22.9 cm)	3.0	500	D3624
27 (798)	5" x 12" (12.7 x 30.5 cm)	3.0	250	EE0649932
36 (1065)	5" x 15" (12.7 x 38.1 cm)	4.0	250	EE0649933
42 (1242)	6" x 15" (15.2 x 38.1 cm)	4.0	250	EE0649934
69 (2041)	7½" x 15" (19.1 x 38.1 cm)	4.0	250	EE0649935
<b>白色标签样品袋</b>				
2 (58)	3" x 5" (7.6 x 12.7 cm)	2.5	500	EE0649960
4 (118)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.25	500	D3504
7 (207)	3¾" x 7" (9.5 x 17.8 cm)	2.5	500	EE0649972
13 (384)	5¼" x 7½" (13.3 x 19.1 cm)	2.5	500	EE0649974
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	500	D3518
24 (710)	6" x 9" (15.2 x 22.9 cm)	3.0	500	D3524
27 (798)	5" x 12" (12.7 x 30.5 cm)	3.0	500	EE0649987
69 (2041)	7½" x 15" (19.1 x 38.1 cm)	3.0	500	EE0649989
92 (2721)	10" x 15" (25.4 x 38.1 cm)	4.0	250	EE0649994
123 (3637)	10" x 20" (25.4 x 50.8 cm)	4.0	250	EE0649998
184 (5441)	15" x 20" (38.1 x 50.8 cm)	4.0	100	EE0649999
<b>海绵表面取用“海绵”袋</b>				
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	100	EE0649913
18 (532)	4" x 9" (10.2 x 22.9 cm)	2.5	100	EE0649952†
55 (1627)	7½" x 11¾" (19.1 x 29.8 cm)	4.0	100	EE0649914
<b>饮用水取用片剂硫酸钠袋</b>				
3½ (100)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.5	100	D34100T
10½ (300)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	100	D34300T
<b>饮用水取用直立硫酸钠袋</b>				
4 (118)	3" x 7½" (7.6 x 19 cm)	2.25	100	D36100T
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.8 cm)	2.5	100	D36300T
<b>废水取用用硫代硫酸钠袋</b>				
4 (118)	3" x 7½" (7.6 x 19 cm)	2.25	100	D34100N

†Model EE0649952 带无菌手套。



直立袋保持直立



水勺把袋子打开便于灌装

### 配件

**EE6620310 支撑架**用于 2 以及 4 oz 样品袋。双层格栅设计使样品袋保持直立,并有 15 个隔间。乙烯基涂层,能经受住压热器作用

**EE6620300 支撑架**用于 18 oz 样品袋。双层格栅设计使样品袋保持直立。支撑架有 20 个隔间。乙烯基涂层,能经受住压热器作用

**EE0649812 水勺**, 18" (45.7 cm) L 涂层手柄。两个弹簧夹可握住各种大小的袋。

稍等!

浏览100,000多种产品并查找技术资源  
以帮助您选择所需产品